


Anti-Epac1/Rapgef3 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - O95398

商品番号: CM0009390



前書き

ヒトEpac1/RAPGEF3 (SWISS: O95398) を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAに対応。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。Epac1は、血管新生およびバリア機能に関与するRap1のcAMP活性化GEFです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Epac1/RAPGEF3 Rabbit mAb
備考/別名	EPAC; Epac1/RAPGEF3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10411
遺伝子ID	10411
免疫原	合成ペプチド - ヒトEpac1/RAPGEF3 (O95398) のアミノ酸824-923領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95398
タンパク質分子量	104kDa
配送	アイスバッグ