

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Epas1/Hif2Aポリクローナル抗体 - Q99814

商品番号: CM0030475



前書き

ヒトEPAS1/HIF2α (SWISS: Q99814) に対する高品質ウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。低酸素症および血管新生研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EPAS1/HIF2α ウサギ pAb
備考/別名	HLF; MOP2; ECTY4; HIF2A; PASD2; bHLHe73; EPAS1/HIF2α
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2034
GeneID	2034
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99814
タンパク質分子量	96kDa
発送	氷袋