


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Epb41ウサギモノクローナル抗体 - P11171

商品番号: CM0005114



前書き

ヒトEPB41 (4.1R)

を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロット、IHC-

P、ELISAで検証済み。マウスと交差反応性あり。膜細胞骨格、赤血球生物学、有糸分裂研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EPB41 ウサギ mAb
備考 / 別名	HE; EL1; 4.1R
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2035
遺伝子ID	2035
免疫原	ヒトEPB41 (NP_001159477.1) のアミノ酸711-810に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P11171
タンパク質分子量	97kDa
発送	保冷バッグ