


Wb、Elisa用抗Epb41ウサギポリクローナル抗体 - P11171

商品番号: CM0023596



前書き

ヒトEPB41（4.1R、Band 4.1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。膜骨格および細胞分裂の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EPB41 Rabbit pAb
備考/別名	HE; EL1; 4.1R; EPB41
種	ヒト
遺伝子ID	2035
免疫原	ヒトEPB41（NP_001159478.1）のアミノ酸210-500に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P11171
タンパク質分子量	97kDa
配送	氷袋