


Wb、Ip、Elisa用抗Epb41ウサギポリクローナル抗体 - P11171

商品番号: CM0021703



前書き

ウェスタンブロッティング、免疫沈降、ELISA用のヒトEPB41（プロテイン4.1R）に対するウサギポリクローナル抗体。機械的安定性および有糸分裂に参与する97 kDaの赤血球膜骨格タンパク質を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EPB41ウサギpAb
備考／別名	HE ; EL1 ; 4.1R
種	ヒト
GeneID（ヒト）	2035
GeneID	2035
免疫原	ヒトEPB41（NP_001159477.1）のアミノ酸700～800内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P11171
タンパク質分子量	97 kDa
輸送条件	保冷剤