

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Epb41L2 ポリクローナル抗体 - O43491

商品番号: CM0029530

前書き

ヒトEPB41L2 (4.1G)を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。細胞骨格、有糸分裂、細胞皮質機能の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EPB41L2 ウサギ pAb
備考/別名	4.1G; 4.1-G; EPB41L2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2037
GeneID	2037
免疫原	ヒトEPB41L2のアミノ酸1-210に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001186317.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O43491
タンパク質分子量	113kDa
輸送	アイスパック