

Anti-Epb42 (Erythrocyte Protein 4.2) Rabbit Polyclonal Antibody For If/Icc And Elisa - P16452

商品番号: CM0028927



前書き

EPB42 Rabbit

pAbは、赤血球タンパク質4.2を標的とするポリクローナル抗体であり、ヒトおよびマウスにおけるIF/ICCおよびELISAで検証されています。赤血球膜の安定性、貧血、および関連する障害の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EPB42 Rabbit pAb
備考/エイリアス	PA; SPH5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2038
免疫原	ヒトEPB42 (NP_001107606.1) のアミノ酸589-691に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P16452
タンパク質分子量	77kDa
配送	氷袋