

抗Epb42ポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - P16452

商品番号: CM0022946



前書き

ヒトEPB42（タンパク質4.2）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み、マウスとの交差反応性あり。赤血球膜の安定性および細胞骨格の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EPB42 ウサギpAb
備考/別名	PA; SPH5; EPB42
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2038
GeneID	2038
免疫原	ヒトEPB42のアミノ酸10-240に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001107606)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P16452
タンパク質重量	77kDa
配送	アイスパック