

Wb、Elisa用抗Epcamポリクローナル抗体 - Q99Jw5

商品番号: CM0023064

前書き

ウサギ由来のポリクローナル抗Epcam抗体で、WBおよびELISAに対応しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。標的は上皮細胞接着分子（CD326、EGP314）です。免疫原：組換えマウスEpcam（アミノ酸24-266番）。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Epcam Rabbit pAb
別名	EGP; Ly74; gp40; CD326; EGP-2; TROP1; Egp314; Ep-CAM; EpCAM1; Tacsdl; GA733-2; Tacstd1; Epcam
対象種	マウス
遺伝子ID	17075
免疫原	マウスEpcam（NP_032558.2）のアミノ酸24-266番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99JW5
タンパク質分子量	35kDa
輸送方法	氷袋