

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Epcam ウサギモノクローナル抗体 - P16422

商品番号: CM0002575



前書き

ヒトEpCAM（CD326）に対するウサギモノクローナル抗体で、ウエスタンブロット、IHC-P、ELISAに対応しています。ヒト、マウス、ラットのEpCAMを認識し、上皮細胞接着研究や癌幹細胞研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EpCAM Rabbit mAb
別名	ESA; KSA; M4S1; MK-1; DIAR5; EGP-2; EGP40; KS1/4; MIC18; TROP1; BerEp4; EGP314; HNPCC8; LYNCH8; MOC-31; Ber-Ep4; TACSTD1; EpCAM
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4072
遺伝子ID	4072
免疫原	組換えタンパク質（ヒトEpCAM（P16422）のアミノ酸1～100番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質）
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
適用用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P16422
タンパク質分子量	35kDa
発送方法	保冷剤