

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Epcam ウサギポリクローナル抗体 - P16422

商品番号: CM0014628



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みのEpCAMウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットへの交差反応性あり。上皮細胞接着分子研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EpCAM ウサギ pAb
備考/別名	ESA; KSA; M4S1; MK-1; DIAR5; EGP-2; EGP40; KS1/4; MIC18; TROP1; BerEp4; EGP314; HNPCC8; LYNCH8; MOC-31; Ber-Ep4; TACSTD1; EpCAM
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4072
GeneID	4072
免疫原	ヒト EpCAM (NP_002345.2) のアミノ酸24-265に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P16422
タンパク質分子量	35kDa
発送	保冷バッグ