

Wb、Elisa用抗Epcr/Cd201モノクローナル抗体 - Q64695

商品番号: CM0007318

前書き

マウスEPCR/CD201を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。プロテインCの活性化を介した血液凝固に関与します。止血および内皮細胞研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EPCR/CD201 ウサギmAb
備考／別名	Cccta; Epcr; Ccd41; EPCR/CD201
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	10544
遺伝子ID	19124
免疫原	マウスEPCR/CD201 (NP_035301.2) のアミノ酸18～210に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q64695
タンパク質分子量	27kDa
輸送	保冷バッグ