


Anti-Epcr/Cd201 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Fc, Elisa - Q9Unn8

商品番号: CM0004436



前書き

ヒトEPCR/CD201タンパク質を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、FC、ELISAアプリケーションで検証済みであり、マウスとの交差反応性を示します。凝固および止血研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EPCR/CD201 Rabbit mAb
備考/別名	PROCR; CCCA; CCD41; EPCR; protein C receptor; EPCR/CD201
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10544
GeneID	10544
免疫原	ヒトCD201/EPCR (NP_006395.2) のアミノ酸18-210に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, FC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9UNN8
タンパク質分子量	26kDa
配送	アイスバッグ