


Wb、Elisa用抗Eph受容体B3（Ephb3）モノクローナル抗体 - P54753

商品番号: CM0003021



前書き

ヒトEph受容体B3（EPHB3）に対するウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。軸索誘導とシナプス発達に参与する重要な受容体型チロシンキナーゼを標的としています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Eph受容体B3（EPHB3）ウサギmAb
備考/別名	EK2; ETK2; HEK2; TYRO6; Eph receptor B3 (EPHB3)
種	ヒト
GeneID	2049 (ヒト)
免疫原	ヒトEph受容体B3（EPHB3）(P54753)のアミノ酸50～150領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P54753
タンパク質分子量	110kDa
輸送方法	保冷剤