

ウエスタンブロット、Elisa用 抗Epha1 ウサギポリクローナル抗体 - P21709

商品番号: CM0027375



前書き

ヒトEPHA1を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスとの交差反応性あり。エフリン受容体シグナル伝達、血管新生、癌研究に適用可能。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EPHA1 ウサギ pAb
備考/別名	EPH; EPHT; EPHT1; EPHA1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2041
GeneID	2041
免疫原	ヒトEPHA1 (NP_005223.4) のアミノ酸1-230に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P21709
タンパク質分子量	108kDa
輸送	保冷バッグ