

抗Epha2ウサギモノクローナル抗体（Wb・Elisa用） - P29317

商品番号: CM0005039



前書き

ヒトEPHA2（エフリンA型受容体2）を標的とするウサギモノクローナル抗体です。ウエスタンブロッティングおよびELISAでの使用が検証済みです。細胞接着、遊走、分化、ウイルス侵入の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EPHA2 ウサギmAb
別名	ECK; CTPA; ARCC2; CTPP1; CTRCT6; EPHA2
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	1969
免疫原	ヒトEPHA2のアミノ酸25～534番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_004422.2)
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P29317
タンパク質分子量	108kDa
発送方法	保冷剤