

WbおよびElisa用 抗Epha2ウサギポリクローナル抗体 - P29317

商品番号: CM0029602



前書き

ヒトEPHA2（エフリンタイプA受容体2）を標的とする高品質のウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応。がん、血管新生、ウイルス侵入研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EPHA2 ウサギ pAb
備考/別名	ECK; CTPA; ARCC2; CTPP1; CTRCT6; EPHA2
種	ヒト
GeneID	1969
免疫原	ヒトEPHA2（NP_004422.2）のアミノ酸280-530に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P29317
タンパク質分子量	108kDa
配送	保冷バッグ