

Wb、Elisa用 抗Epha3 ウサギポリクローナル抗体 - P29320

商品番号: CM0027985



前書き

WBおよびELISAで検証済みの抗EPHA3ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのEPHA3（110 kDa）と反応します。エフリン受容体シグナル伝達、細胞接着、発生過程の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EPHA3 ウサギ pAb
備考/別名	EK4; ETK; HEK; ETKI; HEK4; TYRO4; EPHA3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2042
GeneID	2042
免疫原	ヒトEPHA3 (NP_005224.2) のアミノ酸400-545に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P29320
タンパク質分子量	110kDa
発送	保冷バッグ