

Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Epha3/Epha4/Epha5ポリクローナル抗体 - P29320 / P54764 / P54756

商品番号: CM0019401



前書き

ヒトEPHA3、EPHA4、およびEPHA5受容体を標的とするウサギポリクローナル抗体。マウスおよびラットとの交差反応性を示し、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みです。発生および疾患研究におけるエフリン受容体シグナル伝達と細胞接着の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EPHA3/EPHA4/EPHA5 pAb
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2042/2043/2044
遺伝子ID	2042/2043/2044
免疫原	ヒトEPHA3/EPHA4/EPHA5 (NP_005224.2) のアミノ酸700-800領域内の配列に対応する合成ペプチド。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P29320/P54764/P54756
配送	氷袋