

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Epha4 ポリクローナル抗体 - P54764

商品番号: CM0029427



前書き

ヒト、マウス、ラットのWB、IF/ICC、ELISAで検証済みのEPHA4 (EK8/SEK/TYRO1) に対するウサギポリクローナル抗体。神経系の発達と修復に参与するエフリン受容体を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EPHA4 ウサギ pAb
備考/別名	EK8; SEK; HEK8; TYRO1; EPHA4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2043
GeneID	2043
免疫原	ヒトEPHA4 (NP_004429.1) のアミノ酸20-100に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P54764
タンパク質重量	110kDa
発送	保冷バッグ