

Wb、If/Icc、Elisa用抗Epha5ウサギポリクローナル抗体 - P54756

商品番号: CM0014242



前書き

ヒトEPHA5 (UniProt P54756) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。軸索誘導、シナプス可塑性、受容体チロシンキナーゼシグナル伝達に関する神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	EPHA5 Rabbit pAb
備考/別名	EK7; CEK7; EHK1; HEK7; EHK-1; TYRO4; EPHA5
種	ヒト
遺伝子ID	2044
免疫原	ヒトEPHA5 (NP_004430.4) のアミノ酸1〜130番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P54756
タンパク質分子量	115kDa
輸送方法	氷袋