

Wb、Elisa用抗Ephb2ポリクローナル抗体 - P29323

商品番号: CM0024712



前書き

ヒトEPHB2（NP_059145.2、アミノ酸250-540）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでの使用が検証済み、ヒトおよびマウスと交差反応します。発生神経科学、血管新生、腫瘍抑制研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EPHB2 ウサギ pAb
備考/別名	DRT; EK5; ERK; CAPB; Hek5; PCBC; EPHT3; Tyro5; BDPLT22; EPHB2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2048
GeneID	2048
免疫原	組換えタンパク質（ヒトEPHB2（NP_059145.2）のアミノ酸250-540に対応する配列を含む組換え融合タンパク質）
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P29323
タンパク質分子量	117kDa
発送	氷袋