

抗Ephb6ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O15197

商品番号: CM0017536



前書き

ウサギ由来抗EPHB6ポリクローナル抗体です。WB、ELISAで使用可能で、ヒト、マウスと反応します。免疫原はアミノ酸615-

729番を覆う組換え融合タンパク質です。標的：細胞接着および遊走に関与するキナーゼ欠損エフリン受容体。SWISS: O15197。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EPHB6 ウサギpAb
別名	HEP; EPHB6
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	2051
GeneID	2051
免疫原	ヒトEPHB6 (NP_001267724.2) のアミノ酸615-729番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O15197
タンパク質分子量	111kDa
輸送方法	氷袋