

抗Ephrin A1ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - P20827

商品番号: CM0011805



前書き

ヒトEphrin A1（B61、LERK-1）に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済み。マウスと交差反応性あり。血管新生およびがん研究の用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Ephrin A1 ウサギmAb
備考／別名	B61; EFL1; GMAN; ECKLG; EPLG1; LERK1; LERK-1; TNFAIP4; Ephrin A1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1942
遺伝子ID	1942
免疫原	ヒトEphrin A1（P20827）のアミノ酸1〜100番目の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P20827
タンパク質分子量	24kDa
発送方法	保冷剤