


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Ephrin B2モノクローナル抗体 - P52799

商品番号: CM0003489



前書き

ヒトEphrin B2

(EFNB2)を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットとの交叉反応性があります。血管新生、神経発達、およびウイルス侵入の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Ephrin B2 Rabbit mAb
備考/別名	HTKL; EPLG5; Htk-L; LERK5; ephrin-B2; Ephrin B2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1948
免疫原	ヒトEFNB2 (P52799) のアミノ酸1-100に相当する合成ペプチド
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交叉反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P52799
タンパク質分子量	37 kDa
配送	氷袋