

ウェスタンブロット、Elisa用抗Ephrin B2ウサギポリクローナル抗体 - P52799

商品番号: CM0015253



前書き

ヒトEphrin

B2に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。神経発生および血管新生の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Ephrin B2 Rabbit pAb
備考/別名	HTKL; EPLG5; Htk-L; LERK5; ephrin-B2; Ephrin B2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1948
GeneID	1948
免疫原	ヒトEphrin B2 (NP_004084.1) のアミノ酸28-229に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P52799
タンパク質分子量	37kDa
配送	氷袋