

ウェスタンブロット、Elisa用 抗Ephx1ウサギポリクローナル抗体 - P07099

商品番号: CM0023744

前書き

EPHX1（エポキシドヒドロラーゼ1、mEH）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAアプリケーションで検証済みで、ヒトおよびマウスと交差反応性があります。代謝および解毒研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EPHX1ウサギpAb
備考/別名	MEH; EPHX; EPOX; HYL1; EPHX1
種	ヒト
GeneID	2052
免疫原	組換えタンパク質 ヒトEPHX1（NP_000111.1）のアミノ酸20-320に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P07099
タンパク質分子量	53kDa
発送	保冷バッグ