


WbおよびElisa用 抗Ephx2ウサギモノクローナル抗体 - P34913

商品番号: CM0002501



前書き

ヒトEPHX2を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み、マウスおよびラットと交差反応性あり。脂質代謝および異物解毒経路の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EPHX2 ウサギ mAb
備考/別名	CEH; SEH; ABHD20; EPHX2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2053
免疫原	ヒトEPHX2 (P34913) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	P34913
タンパク質分子量	63kDa
発送	保冷バッグ