


Wb、If/Icc、Elisa用抗Ephx2ウサギポリクローナル抗体 - P34913

商品番号: CM0021756



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みのウサギポリクローナル抗EPHX2抗体です。ヒト、マウス、ラットのEPHX2を検出します。解毒およびシグナル伝達経路におけるエポキシドヒドロラーゼと脂質ホスファターゼの機能研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EPHX2 ウサギ pAb
備考/別名	CEH; SEH; ABHD20; EPHX2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2053
GeneID	2053
免疫原	ヒト EPHX2 (NP_001970.2) のアミノ酸30～240番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P34913
タンパク質分子量	63kDa
発送	氷袋