

Wb、Elisa用抗Epm2Aウサギポリクローナル抗体 - O95278

商品番号: CM0028396



前書き

ヒトEPM2A/ラフォリンを標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。ラフォラ病、グリコーゲン代謝、神経学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EPM2A Rabbit pAb
別名	EPM2; MELF; EPM2A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7957
遺伝子ID	7957
免疫原	ヒトEPM2A (NP_005661.1) のアミノ酸244～331に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95278
タンパク質分子量	37kDa
配送方法	保冷剤