


## 抗Epn1（エプシン-1）ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q9Y6I3

商品番号: CM0024065



### 前書き

ヒトEPN1（エプシン-1）に対する検証済みウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応性があります。標的はクラスリン依存性エンドサイトーシスと膜曲率に関与しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 製品名         | EPN1 ウサギ pAb                                          |
| 備考／別名       | EPN1                                                  |
| 種           | ヒト                                                    |
| GeneID (ヒト) | 29924                                                 |
| GeneID      | 29924                                                 |
| 免疫原         | ヒトEPN1 (NP_037465.2) のアミノ酸130-180に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来          | ウサギ                                                   |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                             |
| アプリケーション    | WB、IHC-P、ELISA                                        |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                            |
| SWISS       | Q9Y6I3                                                |
| タンパク質分子量    | 60kDa                                                 |
| 発送          | 保冷バッグ                                                 |