

WbおよびElisa用抗Epn2ウサギポリクローナル抗体 - O95208

商品番号: CM0023078

前書き

Epn2 (Epsin-

2) を標的とするウサギポリクローナル抗体。マウスペプチドを用いて作製され、ヒトおよびラットとも交差反応します。WBおよびELISAでバリデーション済みで、エンドサイトーシス研究向けに設計されています。クラスリン介在性エンドサイトーシスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Epn2ウサギpAb
備考 / 別名	Ibp2; 9530051D10Rik; Epn2
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	22905
遺伝子ID (マウス)	13855
免疫原	マウスEpn2 (XP_006532226.1) のアミノ酸100～200内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95208
タンパク質分子量	68 kDa
配送	保冷剤