

抗Epn2ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - O95208

商品番号: CM0020211

前書き

ヒトEPN2（エプシン2）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、ELISAでの使用に適しており、ヒト検体で検証済みです。クラスリン媒介エンドサイトーシスや膜輸送の研究に不可欠な試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EPN2 Rabbit pAb
別名	EHB21; EPN2
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	22905
遺伝子ID	22905
免疫原	ヒトEPN2（NP_683723.2）のアミノ酸120～300番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O95208
タンパク質分子量	68kDa
輸送方法	保冷剤