


抗Epoウサギポリクローナル抗体（Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用） - P01588

商品番号: CM0027795



前書き

ヒトエリスロポエチン（EPO）を標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体です。WB、IF-P、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応します。赤血球生成および関連疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EPO ウサギ pAb
備考/別名	EP; DBAL; ECYT5; MVCD2; EPO
対象種	ヒト
遺伝子ID	2056
免疫原	合成ペプチド ヒトEPO（NP_000790.2）のアミノ酸93～193番内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01588
タンパク質分子量	21kDa
発送方法	保冷剤