


Wb、If/Icc、Elisa用抗Eporウサギポリクローナル抗体 - P19235

商品番号: CM0028876



前書き

ヒトエリスロポエチン受容体（EPOR）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IF-P、ELISAで検証済み。マウス、ラットにも交差反応性あり。エリスロポエチンシグナル伝達および赤血球系分化の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EPOR ウサギ pAb
備考/別名	EPO-R; EPOR
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2057
遺伝子ID	2057
免疫原	ヒトEPOR（NP_000112.1）のアミノ酸274-508の配列に対応する合成ペプチド。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P19235
タンパク質分子量	55kDa
配送	保冷剤