

Wb、Elisa用 Anti-Eppin ポリクローナル抗体 - O95925

商品番号: CM0023387

前書き

WBおよびELISAで検証済みのAnti-EPPINウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応。EPPINは男性の生殖能力と精子運動性に重要なセリンプロテアーゼ阻害剤です。生殖生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EPPIN ウサギ pAb
備考/別名	CT71, CT72, WAP7, WFDC7, SPINLW1, dJ461P17.2, EPPIN
種	ヒト
GeneID (ヒト)	57119
GeneID	57119
免疫原	ヒトEPPIN (NP_065131.1) のアミノ酸22-133に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95925
タンパク質分子量	15kDa
配送	保冷バッグ