

Wb、Elisa用抗Eprsウサギポリクローナル抗体 - P07814

商品番号: CM0013766



前書き

ヒトEPRS（二機能性グルタミン酸/プロリン-tRNAリガーゼ）に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。翻訳調節、アミノアシルtRNA合成酵素複合体、GAIT複合体の研究用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EPRS Rabbit pAb
備考/別名	EARS; EPRS; PARS; QARS; QPRS; HLD15; PIG32; GLUPRORS
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2058
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P07814
タンパク質分子量	171kDa
輸送方法	氷袋梱包