

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Eps15 ウサギポリクローナル抗体 - P42566

商品番号: CM0024967



前書き

ヒトEPS15（EGFR基質15、AF-1p）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウス、ラットと交差反応します。エンドサイトーシスおよび細胞シグナリング研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EPS15 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	AF1P; AF-1P; MLLT5; EPS15
種	ヒト
遺伝子ID	2060
免疫原	ヒトEPS15（NP_001972.1）のアミノ酸660-840に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P42566
タンパク質分子量	99kDa
配送	氷袋