

WbおよびElisa用 Anti-Eps15L1 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Ubc2

商品番号: CM0029167

前書き

CamelBioの抗EPS15L1ウサギポリクローナル抗体は、ヒトEPS15L1 (Eps15R) を標的とします。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みであり、受容体介在性エンドサイトーシスおよびインテグリントラフィッキングの研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EPS15L1 Rabbit pAb
備考/別名	EPS15R; EPS15L1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	58513
遺伝子ID	58513
免疫原	ヒトEPS15L1 (NP_001245304.1) のアミノ酸475-754に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UBC2
タンパク質分子量	94kDa
配送	アイスバッグ