


Wb、Elisa用 抗Eps8 ポリクローナル抗体 - Q12929

商品番号: CM0015970



前書き

ヒトEPS8を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。アクチン細胞骨格ダイナミクス、細胞遊走、がんの研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EPS8 ウサギ pAb
備考/別名	DFNB102; EPS8
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2059
GeneID	2059
免疫原	組換えタンパク質 ヒトEPS8 (NP_004438.3) のアミノ酸1-200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q12929
タンパク質分子量	92kDa
発送	氷袋