

Wb、Elisa用 抗Epsin 1 ウサギモノクローナル抗体 - Q9Y6I3

商品番号: CM0003697



前書き

ヒトEpsin 1 (EPN1) に対するウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスと交差反応性あり。約60 kDaのバンドを検出。クラスリン媒介エンドサイトーシスおよび膜輸送の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	Epsin 1 ウサギmAb
備考/別名	EPN1; Epsin 1
種	ヒト
遺伝子ID	29924
免疫原	ヒトEpsin 1 (NP_001123544.1) のアミノ酸400-500に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9Y6I3
タンパク質分子量	60kDa
発送	保冷バッグ