


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Erab/Hsd17B10ウサギポリクローナル抗体 - Q99714

商品番号: CM0028124



前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適した、ヒトERAB/HSD17B10に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。マウスやラットとも交差反応性があります。ミトコンドリア代謝および神経変性研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ERAB/HSD17B10 ウサギ pAb
備考/別名	ABAD; CAMR; ERAB; HCD2; MHBD; HADH2; MRPP2; MRX17; MRX31; SCHAD; MRXS10; SDR5C1; HSD10MD; 17b-HSD10; DUPXp11.22; ERAB/HSD17B10
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3028
遺伝子ID	3028
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99714
タンパク質重量	27kDa
配送	保冷バッグ