


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Erap1ウサギモノクローナル抗体 - Q9Nz08

商品番号: CM0011592



前書き

WB、IHC-P、ELISAで検証済みの高品質なウサギモノクローナルERAP1抗体。ヒト、マウス、ラット試料中の内在性ERAP1を検出します。MHCクラスI抗原プロセッシングおよび血圧調節研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ERAP1ウサギmAb
備考／別名	ALAP; A-LAP; ARTSI; ERAAP; APPILS; ARTS-1; ERAAP1; PILSAP; PILS-AP; ERAP1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	51752
免疫原	ヒトERAP1（Q9NZ08）のアミノ酸842～941内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NZ08
タンパク質分子量	107kDa
輸送	保冷バッグ