


ウエスタンブロット、Elisa用 抗ErbB2Ip ウサギポリクローナル抗体 - Q96Rt1

商品番号: CM0028696



前書き

ヒトERBB2IP（Erbin、LAP2）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。上皮におけるERBB2シグナル伝達、角化細胞分化、NF-κB調節の研究に必須です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ERBB2IP ウサギ pAb
備考/別名	LAP2; ERBB2IP; HEL-S-78
種	ヒト
GeneID	55914
免疫原	ヒトERBB2IP（NP_061165.1）のアミノ酸1152-1371に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96Rt1
タンパク質分子量	158kDa
発送	保冷バッグ