


フローサイトメトリー用 抗 Erbb3/Her3 モノクローナル抗体 - P21860

商品番号: CM0005349



前書き

CamelBioは、フローサイトメトリー用に検証済みの標識ウサギ抗ヒトErbB3/HER3モノクローナル抗体を提供します。細胞外ドメインを標的とし、ヒト上皮組織および脳組織におけるHER3シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト ErbB3/HER3 mAb
備考/別名	ERBB3; ErbB-3; HER3; LCCS2; MDA-BF-1; c-erbB-3; c-erbB3; erbB3-S; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3; erb-b2 receptor tyrosine kinase 3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2065
GeneID	2065
免疫原	ヒト ErbB3/HER3 (NP_001973.2) のアミノ酸 20-643 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P21860
タンパク質分子量	148kDa
発送	保冷バッグ