


フローサイトメトリー用抗ErbB3/Her3モノクローナル抗体（、ウサギ） - P21860

商品番号: CM0007754



前書き

ヒトErbB3/HER3を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー（FC）での使用が検証済みです。細胞表面および細胞内研究における受容体チロシンタンパク質キナーゼerbB-3の検出に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトErbB3/HER3 mAb
別名	HER3; FERLK; LCCS2; VSCN1; ErbB-3; c-erbB3; erbB3-S; MDA-BF-1; c-erbB-3; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3
反応種	ヒト
GeneID (ヒト)	2065
GeneID	2065
免疫原	組換えタンパク質 ヒトErbB3/HER3 (NP_001973.2) のアミノ酸20-643番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	P21860
タンパク質分子量	148kDa
発送方法	保冷剤