


## Wb、If/Icc、Elisa用Anti-ErbB3/Her3ポリクローナル抗体 - P21860

商品番号: CM0017749



## 前書き

WB、IF/ICC、ELISA用として検証されたAnti-ErbB3/HER3ポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのErbB3/HER3と反応します。がん研究において重要なニューレグリン受容体チロシンキナーゼを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名        | ErbB3/HER3 Rabbit pAb                                                                                                   |
| 備考/別名      | HER3; FERLK; LCCS2; VSCN1; ErbB-3; c-erbB3; erbB3-S; MDA-BF-1; c-erbB-3; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3; ErbB3/HER3 |
| 種          | ヒト                                                                                                                      |
| 遺伝子ID (ヒト) | 2065                                                                                                                    |
| 遺伝子ID      | 2065                                                                                                                    |
| 免疫原        | 組換えタンパク質 ヒトErbB3/HER3 (NP_001973.2) のアミノ酸20-285に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。                                                    |
| ソース        | ウサギ                                                                                                                     |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                                                                               |
| アプリケーション   | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                       |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                                                                                              |
| SWISS      | P21860                                                                                                                  |
| タンパク質分子量   | 148kDa                                                                                                                  |
| 配送         | アイスパック                                                                                                                  |