

Wb、Elisa用抗ErbB4/Her4モノクローナル抗体 - Q15303

商品番号: CM0002270



前書き

ヒトErbB4/HER4に対するウサギモノクローナル抗体で、マウスおよびラットと交差反応性を示します。発生およびがんに関与する受容体型チロシンキナーゼを標的とし、WBおよびELISAに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ErbB4/HER4 ウサギmAb
別名/略称	HER4; ALS19; p180erbB4; ErbB4/HER4
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2066
遺伝子ID	2066
免疫原	合成ペプチド - ヒトErbB4/HER4 (Q15303) のアミノ酸1200-1308番目の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q15303
タンパク質分子量	147kDa
輸送方法	保冷剤