


抗Anti-ErbB4/Her4 ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q15303

商品番号: CM0015272



前書き

ヒトErbB4/HER4を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しており、ラットと交差反応性を示します。ニューレグリン/EGFシグナル伝達、発生、腫瘍発生の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ErbB4/HER4 ウサギpAb
備考/別名	HER4; ALS19; p180erbB4; ErbB4/HER4
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	2066
GeneID	2066
免疫原	ヒトErbB4/HER4 (NP_005226.1) のアミノ酸1150～1250領域の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	Q15303
タンパク質分子量	147kDa
輸送方法	保冷剤