

## Wb、Elisa用抗Erc1ウサギポリクローナル抗体 - Q8Iud2

商品番号: CM0025793

## 前書き

ヒトERC1（ELKS/Rab6IP2）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。NF-kBシグナル伝達、シナプス組織化、および膜輸送の研究に適しています。分子量：128 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| 製品名         | ERC1 Rabbit pAb                                     |
| 備考/エイリアス    | ELKS; Cast2; ERC-1; RAB6IP2; ERC1                   |
| 種           | ヒト                                                  |
| GeneID (ヒト) | 23085                                               |
| GeneID      | 23085                                               |
| 免疫原         | ヒトERC1（NP_829884.1）のアミノ酸700-850に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| ソース         | ウサギ                                                 |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                           |
| アプリケーション    | WB, ELISA                                           |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                          |
| SWISS       | Q8IUD2                                              |
| タンパク質分子量    | 128kDa                                              |
| 配送          | 氷袋                                                  |